

ライナー用パットの製作

下腿義足の装着方法

義足の装着方法の1つに、断端（切断部位）にライナー（シリコーンやウレタンの袋）を被せ、義足を装着する方法があります。

ライナーは擦れの減少、衝撃の緩衝、圧の分散など断端の保護の役割を持ちます。



ロールオンと呼ばれる方法で、ライナーを装着します。


ライナーを使うときの問題点

断端形状により断端とライナーの間に隙間ができるため、ライナーを使用できない症例があります。

無理に使用すると皮膚トラブルの原因になります。

形状の不一致

断端末とライナーの形状の不一致例



快適な義足装着のために

断端とライナーの隙間を埋める専用のパッドを製作をしています。パッドを使用することで、どのような断端形状でも、快適な義足使用ができることが期待されます。

製作しているパッド

